Лабораторная работа «Нарушение кровообращения при перетяжке»

Инструктивная карточка

Цель: доказать терморегуляторную функцию крови, и негативное влияние перетяжки на ткани и органы. Получить график зависимости температуры кожных покровов от продолжительности наложения перетяжки.

Оборудование

- Прочная нить или тонкий шнур длиной около 40-60 см.
- Из комплекта ЦЛ «Архимед»: Nova, датчик температуры

Порядок выполнения работы

• Запустите программу с рабочего стола: Пуск > Программы > Hayка > Multilab

Будет запущена программа в графическом режиме по умолчанию.

Произведите настройку датчика: Регистратор → Настройка
Настройка параметров измерений: - частота измерений – 10 замеров/сек.,

число замеров - 5000

• Приступайте к выполнению опыта, пока ваши пальцы свободны. Сожмите конец датчика между большим и указательным пальцами левой (или правой) руки.

Начинайте регистрацию данных. Для этого нажмите кнопку Старт



- Записывайте данные не менее 30 сек..
- Не прекращая записи данных, на несколько секунд отпустите датчик, быстро и туго обмотайте оба пальца (по отдельности!) ниткой, затем снова сожмите конец датчика.
- Продолжайте запись, отмечая внешние признаки нарушения кровообращения (покраснение, снижение чувствительности), примерно 5 минут.
- Не прекращая записи данных, на несколько секунд отпустите датчик, быстро снимите нитку, затем снова сожмите конец датчика.
- Дождитесь стабилизации показаний датчика, и остановите запись, нажав кнопку Стоп.



Анализ результатов эксперимента в программе MultiLab

1. Откройте файл эксперимента. Сравните температуру в начале опыта с минимальной температурой, полученной в ходе измерений, и с температурой в конце опыта.

Нажмите кнопку 🔼 Для указания начальной точки фрагмента графика.

Переместите стрелку в начало фрагмента (перемещение осуществляется за конец стрелки). Запишите показания в тетрадь.

С помощью кнопки Укажите конец фрагмента графика. Запишите показания в тетрадь.

2. Создайте отчёт по проделанной работе. Документ должен содержать:

тему работы, цель работы, результат эксперимента, вывод по работе